
Keller Therapieliege Physio6E





Keller Therapieliege Physio6E





Massage- und Therapieliegen sorgen aufgrund ihrer 8 cm dicken Polsterung für perfekten Patientenkomfort während der Behandlungen. Um die Behandlungen voll zu unterstützen, können Sie zwischen einer weichen und einer festen Schaumstoffpolsterung wählen. Die Ränder der Polsterung sind im rechten Winkel verarbeitet, wodurch die Nutzoberfläche vergrössert wird und der gesamten Liegenbreite entspricht. Der Standard-Nasenschlitz im Kopfteil wird bei allen Liegen mit einem passenden Einsatz geliefert. Der Rand des Nasenschlitzes besteht aus Memory-Schaum und ist dadurch weicher. Um den Komfort Ihres Patienten in Bauchlage zu maximieren, kombinieren Sie die Liege mit einem Gesichtskissen. Um eine vollständige Entspannung des Nackens, des Rückens und des Schultergürtels zu gewährleisten, können alle Modelle von Massage- und Therapieliegen optional mit einem dreiteiligen Kopfteil ausgestattet werden. Das neue Design ermöglicht eine sehr einfache Verstellung der Armstützen und einen ungehinderten Zugang zum Patienten, wenn der Therapeut am Kopfteil sitzt.

Die Höhenverstellung erfolgt mittels Rundumschalter oder Handschalter, Rücken- und Fussteil lassen elektrisch mittels Handschalter verstellen.

Technische Daten

| Länge | 205 cm |
|------------------|-------------|
| Breite | 65 / 75 cm |
| Höhenverstellung | 53 – 100 cm |
| Belastbar | bis 250 kg |
| Gewicht | ca. 90 kg |
| | |

| ArtNr. | Preis |
|--------|----------|
| 039032 | 6'290.00 |
| 039034 | 6′290.00 |
| | 039032 |

| Zubehör (optional) | | |
|--|----------|--------|
| 3-teiliges Kopfteil mit synchron verstellbaren Armauflagen | 39032.01 | 590.00 |
| Papierrollenhalter am Untergestell Fussseitig montiert, 65 cm | 39033.01 | 140.00 |
| PVC-Schutzbezug für Fussteil | 39032.03 | 190.00 |
| Sicherheits-Sperrbox | 39032.04 | 120.00 |
| Akkubetrieb | 39032.05 | 490.00 |
| härteres Polster | 39032.07 | 0.00 |



